



Dane podstawowe	DW-40L92	DW-40L188	DW-40L262	DW-40L348	DW-40L508
Pojemność	92 l	188 l	262 l	348 l	508 l
Zakres temperatury pracy	-10°C ... -40°C	-10°C ... -40°C	-10°C ... -40°C	-20°C ... -40°C	-20°C ... -40°C
Typ zamrażarki	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa
Ilość drzwi zewnętrznych	1	1	1	2	2
Ilość drzwi wewnętrznych	3	7	7	12	10
<b>Panel sterowania</b>					
Rodzaj sterownika	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy
Wyświetlacz	LED	LED	LED	LED	LED
<b>Wymiary, ciężar</b>					
Wymiary zewnętrzne - szer. x głęb. x wys. mm	597 x 610 x 860	597 x 610 x 1475	657 x 685 x 1665	750 x 840 x 1860	895 x 840 x 1860
Wymiary wewnętrzne - szer. x głęb. x wys. mm	465 x 440 x 645	380 x 420 x 1225	480 x 465 x 1430	535 x 607 x 1228	685 x 650 x 1228
Ciężar	46 kg	63 kg	88 kg	137 kg	170 kg
<b>Funkcje</b>					
Programowanie temperatury w zakresie -10°C ... -40°C / -20°C ... -40°C					
Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej					
Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej					
Alarm zaniku zasilania					
Alarm uszkodzenia sensora temperatury					
Alarm za niskiego poziomu naładowania akumulatora podtrzymującego pracę panelu sterowania przy braku napięcia zasilania (modele DW-40L383 i DW-40L348)					
<b>Wyposażenie</b>					
Kółka do łatwego przemieszczania zamrażarki					
Nóżki do poziomowania zamrażarki					
Port techniczny do wprowadzania kabli / przewodów oraz do podłączenia systemu awaryjnego utrzymania temperatury (modele DW-40L383 i DW-40L348)					
Złącze do podłączenia zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego (modele DW-40L383 i DW-40L348)					
<b>Dane elektryczne</b>					
Zasilanie 220 - 240 V, 50 Hz					