



Dane podstawowe	DW-40W100	DW-40W255	DW-40W380
Pojemność	100 l	255 l	380 l
Zakres temperatury pracy	-20°C ... -40°C	-20°C ... -40°C	-20°C ... -40°C
Typ zamrażarki	pozioma	pozioma	pozioma
Ilość drzwi zewnętrznych	1	1	1
Ilość drzwi wewnętrznych	1	2	3
Panel sterowania			
Rodzaj sterownika	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy
Wyświetlacz	LED	LED	LED
Wymiary, ciężar			
Wymiary zewnętrzne - szer. x głęb. x wys. mm	680 x 600 x 805	1243 x 633 x 838	1550 x 633 x 838
Wymiary zewnętrzne - szer. x głęb. x wys. mm	500 x 385 x 625	1040 x 430 x 605	1376 x 457 x 625
Ciężar	43 kg	69 kg	82 kg
Funkcje			
Programowanie temperatury w zakresie -20°C ... -40°C			
Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej			
Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej			
Alarm uszkodzenia sensora temperatury			
Wyposażenie			
Nóżki do poziomowania zamrażarki			
Port techniczny do wprowadzania kabli / przewodów oraz do podłączenia systemu awaryjnego podtrzymania temperatury			
Dane elektryczne			
Zasilanie 220 - 240 V, 50 Hz			