



Dane podstawowe	DW-86L338	DW-86L388A	DW-86L486	DW-86L490	DW-86L628	DW-86L728	DW-86L728J	DW-86L828	DW-86L729	DW-86L959
Pojemność	338 l	388 l	486 l	490 l	628 l	728 l	728 l	828 l	729 l	959 l
Zakres temperatury pracy	-40°C ... -86°C	-40°C ... -86°C	-40°C ... -86°C	-40°C ... -86°C	-40°C ... -86°C	-40°C ... -86°C	-40°C ... -86°C	-40°C ... -86°C	-40°C ... -86°C	-40°C ... -86°C
Typ zamrażarki	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa
Ilość drzwi zewnętrznych	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Panel sterowania										
Rodzaj sterownika	mikroprocesorowy									
Wyświetlacz	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LCD, ekran dotykowy	LCD, ekran dotykowy
Wymiary, ciężar										
Wymiary zewnętrzne - szer. x głę. x wys. mm	812 x 893 x 1866	812 x 893 x 1980	945 x 900 x 1980	860 x 900 x 1980	1035 x 900 x 1980	1145 x 900 x 1980	1041 x 980 x 1980	1145 x 980 x 1980	1046 x 1000 x 1980	1296 x 988 x 1980
Ciężar	238 kg	255 kg	290 kg	295 kg	301 kg	350 kg	311 kg	380 kg	310 kg	450 kg
Funkcje										
Programowanie temperatury w zakresie -40°C ... -86°C										
Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej										
Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej										
Alarm zaniku zasilania										
Alarm uszkodzenia sensora temperatury										
Alarm za wysokiego / za niskiego napięcia zasilania										
Alarm za wysokiej temperatury otoczenia										
Alarm za długo otwartych drzwi zamrażarki										
Alarm za wysokiej temperatury skraplacza										
Alarm za niskiego poziomu naładowania akumulatora podtrzymującego pracę panelu sterowania przy braku napięcia zasilania										
Wyposażenie										
Kółka do łatwego przemieszczania zamrażarki										
Nóżki do poziomowania zamrażarki										
Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej										
Port techniczny do wprowadzania kabli / przewodów oraz do podłączenia systemu awaryjnego podtrzymania temperatury										
Złącze do podłączenia chłodziarki do zewnętrznego systemu alarmowego										
Dane elektryczne										
Zasilanie 220 - 240 V, 50 Hz										
Ilość przechowywanego materiału										
Maksymalna ilość stelaży w zamrażarce	12	12	16	16	20	24	20	24	20	28
Maksymalna ilość pudełek 2' (wys. 5 cm) w zamrażarce	216	240	320	288	400	480	500	600	500	700
Maksymalna ilość kriofiolek o poj. 1,2 / 2,0 ml. w zamrażarce Pudełka na 81 kriofiolek	17 496	19 440	25 920	23 328	32 400	38 880	40 500	48 600	40 800	56 700
Maksymalna ilość kriofiolek o poj. 1,2 / 2,0 ml. w zamrażarce Pudełka na 100 kriofiolek	21 600	24 000	32 000	28 800	40 000	48 000	50 000	60 000	50 000	70 000