



Dane podstawowe	DW-86W100	DW-86W420
Pojemność robocza	100 l	420 l
Zakres temperatury pracy	-40°C ... -86°C	-40°C ... -86°C
Typ zamrażarki	pozioma	pozioma
Ilość pokryw zewnętrznych	1	1
Ilość pokryw wewnętrznych	1	3
Panel sterowania		
Rodzaj sterownika	mikroprocesorowy	
Wyświetlacz	LED	
Wymiary, ciężar		
Wymiary zewnętrzne - szer. x głęb. x wys. mm	769 x 825 x 1120	2130 x 870 x 1020
Ciężar	138 kg	310 kg
Funkcje		
Programowanie temperatury w zakresie -40°C ... -86°C		
Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej		
Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej		
Alarm zaniku zasilania		
Alarm uszkodzenia sensora temperatury		
Alarm za wysokiego / za niskiego napięcia zasilania		
Alarm za wysokiej temperatury otoczenia		
Alarm za wysokiej temperatury skraplacza		
Alarm za niskiego poziomu naładowania akumulatora podtrzymującego pracę panelu sterowania przy braku napięcia zasilania		
Wyposażenie		
Kółka do łatwego przemieszczania zamrażarki		
Nóżki do poziomowania zamrażarki		
Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej		
Port techniczny do wprowadzania kabli / przewodów oraz do podłączenia systemu awaryjnego podtrzymania temperatury		
Złącze do podłączenia chłodziarki do zewnętrznego systemu alarmowego		
Dane elektryczne		
Zasilanie 220 - 240 V, 50 Hz		
Ilość przechowywanego materiału		
Maksymalna ilość stelaży w zamrażarce	9	27
Maksymalna ilość pudełek 2' (wys. 5 cm) w zamrażarce	72	297
Maksymalna ilość kriofiolek o poj. 1,2 / 2,0 ml. w zamrażarce Pudełka na 81 kriofiolek	5 832	24 057
Maksymalna ilość kriofiolek o poj. 1,2 / 2,0 ml. w zamrażarce Pudełka na 100 kriofiolek	7 200	29 700