



Dane podstawowe	HBC-70	HBC-110	HBC-200	HBC-340
Pojemność robocza	71 l	110 l	198 l	340 l
Zakres temperatury pracy	+2°C ... +8°C	+2°C ... +8°C	+2°C ... +8°C	+2°C ... +8°C
Maksymalna temperatura otoczenia	+5°C ... +43°C	+5°C ... +43°C	+5°C ... +43°C	+5°C ... +43°C
Typ zamrażarki	pozioma	pozioma	pozioma	pozioma
Ilość pokryw wewnętrznych	1	1	1	1
Ilość koszy	3	5	9	11
Utrzymanie temperatury przy braku napięcia z sieci zasilającej bez otwierania zamrażarki	25 godz.	25 godz.	38 godz.	40 godz.
Panel sterowania				
Rodzaj sterownika	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy
Wyświetlacz	LCD	LCD	LCD	LCD
Wymiary, ciężar				
Wymiary zewnętrzne - szer. x głęb. x wys.	637 x 630 x 818 mm	860 x 630 x 818 mm	1243 x 630 x 818 mm	1650 x 650 x 855 mm
Wymiary wewnętrzne szer. x głęb. x wys.	400 x 360 x 610 mm	595 x 360 x 610 mm	970 x 360 x 610 mm	1410 x 415 x 645 mm
Ciężar	58 kg	87 kg	108 kg	152 kg
Funkcje				
Regulacja temperatury w zakresie +2°C ... +8°C				
Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej				
Alarm zaniku zasilania				
Alarm uszkodzenia sensora temperatury				
Wyposażenie				
Panele ICE-PACK				
Zamknięcie na klucz				
Nóżki do poziomowania zamrażarki				
Komora wykonana z materiału antybakteryjnego				
Dane elektryczne				
Zasilanie 220 - 240 V, 50 Hz				