



Dane podstawowe	HXC-158	HXC-158B	HXC-358	HXC-358B	HXC-608	HXC-608B	HXC-1308	HXC-1308B
Pojemność	158 l	158 l	358 l	358 l	608 l	608 l	1308 l	1308 l
Temperatura pracy	+4°C ... +/-1°C	+4°C ... +/-1°C	+4°C ... +/-1°C	+4°C ... +/-1°C	+4°C ... +/-1,5°C	+4°C ... +/-1,5°C	+4°C ... +/-1,5°C	+4°C ... +/-1,5°C
Obieg powietrza	wymuszony	wymuszony	wymuszony	wymuszony	wymuszony	wymuszony	wymuszony	wymuszony
Zakres temperatury otoczenia	+10°C ... +38°C	+10°C ... +38°C	+10°C ... +38°C	+10°C ... +38°C	+10°C ... +38°C	+10°C ... +38°C	+10°C ... +32°C	+10°C ... +32°C
Typ chłodziarki	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa
Ilość drzwi zewnętrznych	1	1	1	1	1	1	2	2
Ilość drzwiczek wewnętrznych	2	-	3	-	3	-	6	-
Ilość półek / ilość koszy	4/4	-	5/20	-	6/24	-	12/48	-
Ilość szuflad	-	4	-	5	-	6	-	12
Rejestrator temperatury	opcja	opcja	standard	standard	standard	standard	standard	standard
<b>Panel sterowania</b>								
Rodzaj sterownika	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy
Wyświetlacz	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
<b>Wymiary, ciężar</b>								
Wymiary zewnętrzne - szer. x głęb. x wys. mm	560 x 630 x 1530	560 x 630 x 1530	720 x 690 x 1730	720 x 690 x 1730	780 x 840 x 1960	780 x 840 x 1960	1440 x 875 x 1980	1440 x 875 x 1980
Wymiary zewnętrzne - szer. x głęb. x wys. mm	455 x 370 x 1070	455 x 370 x 1070	620 x 470 x 1200	620 x 470 x 1200	608 x 620 x 1400	608 x 620 x 1400	1320 x 700 x 1500	1320 x 700 x 1500
Ciężar	107 kg	107 kg	158 kg	158 kg	204 kg	204 kg	310 kg	310 kg
<b>Funkcje</b>								
Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej								
Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej								
Alarm zaniku zasilania								
Alarm uszkodzonego sensora temperatury								
Alarm za długo otwartych drzwi chłodziarki								
Alarm za niskiego poziomu naładowania akumulatora podtrzymującego pracę wyświetlacza temperatury i systemu alarmowego przy braku napięcia zasilania								
<b>Wyposażenie</b>								
Kosze lub szuflady do wyboru przez użytkownika								
Zamknięcie na klucz								
Kółka do łatwego przemieszczania zamrażarki								
Nóżki do poziomowania zamrażarki								
Złącze do podłączenia chłodziarki do zewnętrznego systemu alarmowego								
Port techniczny do wprowadzania kabli / przewodów np. do walidacji urządzenia								
Niezależny system zapobiegający niepożądanemu podniesieniu się lub obniżeniu temperatury w chłodziarce								
<b>Dane elektryczne</b>								
Zasilanie 230 V, 50 Hz								
<b>Certyfikaty</b>								
AABB, DIN58371, B54876-1:1991								
<b>Ilość przechowywanego materiału</b>								
Ilość przechowywanych worków na krew o pojemności 450 ml	84	84	200	200	300	360	576	720