



Dane podstawowe	HYC-68	HYC-68A	HYC-118	HYC-118A	HYC-260	HYC-360	HYC-610	HYC-940	HYC-1378
Pojemność	68 l	68 l	118 l	118 l	260 l	360 l	610 l	890 l	1308 l
Zakres temperatury pracy	+2°C ... +8°C	+2°C ... +8°C	+2°C ... +8°C	+2°C ... +8°C	+2°C ... +8°C	+2°C ... +8°C	+2°C ... +8°C	+2°C ... +8°C	+2°C ... +8°C
Obieg powietrza	wymuszony	wymuszony	wymuszony	wymuszony	wymuszony	wymuszony	wymuszony	wymuszony	wymuszony
Typ chłodziarki	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa	pionowa
Rodzaj drzwi	pełne	przeźroczyste	pełne	przeźroczyste	przeźroczyste	przeźroczyste	przeźroczyste	przeźroczyste	przeźroczyste
Ilość drzwi zewnętrznych	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Ilość pótek z regulacją zawieszenia	2	2	3	3	4	5	6	12	12
Panel sterowania									
Rodzaj sterownika	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy	mikroprocesorowy
Wyświetlacz	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Wymiary, ciężar									
Wymiary zewnętrzne - szer. x głęb. x wys. mm	495 x 580 x 660	495 x 580 x 660	597 x 645 x 835	597 x 645 x 835	620 x 655 x 1720	620 x 655 x 1955	780 x 840 x 1960	1125 x 740 x 1980	1440 x 875 x 1980
Wymiary wewnętrzne - szer. x głęb. x wys. mm	415 x 385 x 505	415 x 385 x 505	512 x 415 x 638	512 x 415 x 638	550 x 460 x 1065	550 x 460 x 1340	680 x 620 x 1400	1030 x 590 x 1425	1320 x 700 x 1500
Ciężar	38 kg	38 kg	46 kg	41 kg	88 kg	99 kg	204 kg	227 kg	310 kg
Funkcje									
Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej									
Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej									
Alarm zaniku zasilania (za wyjątkiem modeli HYC-68 / HYC-68A i HYC-118 / HYC-188A)									
Alarm uszkodzonego sensora temperatury									
Alarm za długo otwartych drzwi chłodziarki									
Alarm za niskiego poziomu naładowania akumulatora podtrzymującego pracę wyświetlacza temperatury i systemu alarmowego przy braku napięcia zasilania (za wyjątkiem modeli HYC-68 / HYC-68A i HYC-118 / HYC-188A)									
Wyposażenie									
Zamknięcie na klucz									
Kółka do łatwego przemieszczania chłodziarki (za wyjątkiem modeli HYC-68 / HYC-68A i HYC-118 / HYC-188A)									
Nóżki do poziomowania chłodziarki									
Złącze do podłączenia chłodziarki do zewnętrznego systemu alarmowego (za wyjątkiem modeli HYC-68 / HYC-68A i HYC-118 / HYC-188A)									
Oświetlenie wewnętrzne									
Dane elektryczne									
Zasilanie 230 V, 50 Hz									