

Zamrażarka niskotemperaturowa -40°C

model DW-40L508

Model zamrażarki przeznaczony jest do przechowywania szczepionek, odczynników oraz materiałów biologicznych. Cechuje się szybkim spadkiem temperatury dzięki wężownicy parownika umieszczonej w półkach. Prosta i intuicyjna obsługa sterownika, wygodne szuflady ułatwiające segregację i odszukanie przechowywanego materiału.

Dane podstawowe	
Pojemność	508 l
Zakres temperatury pracy	-20°C ... -40°C
Typ zamrażarki	pionowa
Ilość drzwi zewnętrznych	2
Ilość szuflad	10
Panel sterowania	
Rodzaj sterownika	mikroprocesorowy
Wyświetlacz	LED
Wymiary, ciężar	
Wymiary zewnętrzne	895 x 840 x 1860 mm
Wymiary wewnętrzne	685 x 650 x 1228 mm
Ciężar	170 kg
Dane elektryczne	
Zasilanie	220 - 240 V, 50 Hz

Funkcje

- Programowanie temperatury w zakresie -20°C ... -40°C
- Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej
- Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej
- Alarm zaniku zasilania
- Alarm uszkodzonego sensora temperatury

Zamrażarka polecana dla użytkowników takich jak instytucje naukowo-badawcze, kliniki medyczne i szpitale a także instytucje testujące urządzenia elektroniczne.

Wyposażenie:

- Kółka do łatwego przemieszczania zamrażarki.
- Nóżki do poziomowania zamrażarki.
- Port techniczny do wprowadzenia kabli / przewodów oraz do podłączenia systemu awaryjnego utrzymania temperatury
- Złącze do podłączenia zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego

poj. 508 litrów