



Funkcje

- Programowanie temperatury w zakresie -10°C ... -40°C
- Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej
- Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej
- Alarm zaniku zasilania
- Alarm uszkodzonego sensora temperatury



poj. 92 litrów

Zamrażarka polecana dla użytkowników takich jak instytucje naukowo-badawcze, kliniki medyczne i szpitale a także instytucje testujące urządzenia elektroniczne.

Zamrażarka niskotemperaturowa -40°C

model DW-40L92

Model zamrażarki przeznaczony jest do przechowywania szczepionek, odczynników oraz materiałów biologicznych. Cechuje się szybkim spadkiem temperatury dzięki węzownicy parownika umieszczonej w półkach. Prosta i intuicyjna obsługa sterownika, wygodne szuflady ułatwiające segregację i odszukanie przechowywanego materiału.

Dane podstawowe	
Pojemność	92 l
Zakres temperatury pracy	-10°C ... -40°C
Typ zamrażarki	pionowa
Ilość drzwi zewnętrznych	1
Ilość szuflad	3
Panel sterowania	
Rodzaj sterownika	mikroprocesorowy
Wyświetlacz	LED
Wymiary, ciężar	
Wymiary zewnętrzne	597 x 610 x 860 mm
Wymiary wewnętrzne	465 x 440 x 645 mm
Ciężar	46 kg
Dane elektryczne	
Zasilanie	220 - 240 V, 50 Hz



Wyposażenie:

- Kółka do łatwego przemieszczania zamrażarki.
- Nóżki do poziomowania zamrażarki.