

Zamrażarka niskotemperaturowa -40°C

model DW-40W255

Model zamrażarki przeznaczony jest do przechowywania szczepionek, odczynników oraz materiałów biologicznych. Cechuje się szybkim spadkiem temperatury dzięki węzownicy parownika umieszczonej w półkach. Prosta i intuicyjna obsługa sterownika, wygodne szuflady ułatwiające segregację i odszukanie przechowywanego materiału.

Dane podstawowe	
Pojemność	255 l
Zakres temperatury pracy	-20°C ... -40°C
Typ zamrażarki	pionowa
Ilość drzwi zewnętrznych	1
Ilość szuflad	2
Panel sterowania	
Rodzaj sterownika	mikroprocesorowy
Wyświetlacz	LED
Wymiary, ciężar	
Wymiary zewnętrzne	1243 x 633 x 838 mm
Wymiary wewnętrzne	1040 x 430 x 605 mm
Ciężar	69 kg
Dane elektryczne	
Zasilanie	220 - 240 V, 50 Hz



Funkcje

- Programowanie temperatury w zakresie -20°C ... -40°C
- Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej
- Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej
- Alarm uszkodzonego sensora temperatury

poj. 255 litrów

Zamrażarka polecana dla użytkowników takich jak instytucje naukowo-badawcze, kliniki medyczne i szpitale a także instytucje testujące urządzenia elektroniczne.

Wyposażenie:

- Nóżki do poziomowania zamrażarki.
- Port techniczny do wprowadzenia kabli / przewodów oraz do podłączenia systemu awaryjnego utrzymania temperatury

