

## Zamrażarka niskotemperaturowa -40°C

### model DW-40W380

Model zamrażarki przeznaczony jest do przechowywania szczepionek, odczynników oraz materiałów biologicznych. Cechuje się szybkim spadkiem temperatury dzięki węzownicy parownika umieszczonej w półkach. Prosta i intuicyjna obsługa sterownika, wygodne szuflady ułatwiające segregację i odszukanie przechowywanego materiału.

Dane podstawowe	
Pojemność	380 l
Zakres temperatury pracy	-20°C ... -40°C
Typ zamrażarki	pozioma
Ilość drzwi zewnętrznych	1
Ilość szuflad	3
Panel sterowania	
Rodzaj sterownika	mikroprocesorowy
Wyświetlacz	LED
Wymiary, ciężar	
Wymiary zewnętrzne	1550 x 633 x 838 mm
Wymiary wewnętrzne	1376 x 457 x 625 mm
Ciężar	82 kg
Dane elektryczne	
Zasilanie	220 - 240 V, 50 Hz

poj. 380 litrów

#### Funkcje

- Programowanie temperatury w zakresie -20°C ... -40°C
- Programowanie progów alarmowych dla temperatury za niskiej / za wysokiej
- Alarm temperatury za niskiej / za wysokiej
- Alarm uszkodzonego sensora temperatury

Zamrażarka polecana dla użytkowników takich jak instytucje naukowo-badawcze, kliniki medyczne i szpitale a także instytucje testujące urządzenia elektroniczne.

#### Wyposażenie:

- Nóżki do poziomowania zamrażarki.
- Port techniczny do wprowadzenia kabli / przewodów oraz do podłączenia systemu awaryjnego utrzymania temperatury

